



ENAMEL PLUS
HIRI FLOW



ENAMEL  HRi Flow^{HF}
plus

SIN BURBUJAS

Mayor Elasticidad



VISIÓN AUMENTADA

ENAMEL HRi Flow^{HF} plus

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	RELLENO%	DUREZA VICKERS MPa	YOUNG MODULUS MPa	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MPa	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MPa	RADIOPACIDAD
HRi "Flow HF"	77	770	13485	148	394	210% AI
Flow estándar	55	350	6000	120	350	30% AI

- Altamente rellenado
- Altamente fluorescente
- Alta viscosidad
- Alta elasticidad
- Alta radiopacidad
- Altas propiedades físicas
- Sin burbujas

Altamente fluorescente



Material para utilizar como base en los posteriores para restauraciones directas e indirectas y en los anteriores para restauraciones de clase V.

ENAMEL HRI Flow^{HF} plus



KIT COMPLETO

CHR2F

ENAMEL PLUS HRI FLOW
UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2)
UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4, UD5, UD6
Soporte plexiglass

9 x 2 g



MINI KIT

CHR5F

ENAMEL PLUS HRI FLOW
UD1 (A1), UD2 (A2)
UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4

5 x 2 g



Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy
Tel. +39 0185 7887 880 • Fax +39 0185 7887 970
Oficina en España
Calle Verdi, 38-40 bajos 2° - 08172 San Cugat del Valles
Fax/Tel. 93 674 31 18
michele@micerium.it • www.micerium.es

File: Enamel plus HRI Flow ES v1.0_12-2013

estetica 
**GRUPPO
MICERIUM**